

ART Cut – diatermia chirurgiczna RF 130 W, mono i bipolarna, 4 Mhz

ART Cut – 130 W mono/bipolarna diatermia chirurgiczna o wysokiej częstotliwości (4 MHz) do zastosowań laryngologicznych, dermatologicznych, chirurgii plastycznej, ginekologii itp.

ART Cut umożliwia wykonania delikatnej koagulacji (głębokiej, bez karbonizacji) oraz bardzo precyzyjnego cięcia jak również może być wykorzystywane w szerokim zakresie zabiegów chirurgicznych do głębokiego cięcia oraz szybkiej, wymuszonej koagulacji.

ZASTOSOWANIE

Każda procedura chirurgiczna wymagająca precyzyjnego i czystego cięcia z wykorzystaniem fali RF.

Bardzo szeroki zakres zastosowań klinicznych – praktycznie każda procedura wymagająca elektrochirurgii lub chirurgii RF.

6 trybów pracy, każdy ustawiany za pomocą jednego dotknięcia.

Ustawienia każdego trybu zapamiętywane niezależnie od siebie i zachowywane nawet po wyłączeniu urządzenia.

Moc wyjściowa regulowana i wyświetlana w zakresie ± 1 W (zamiast w procentach).

Możliwość wykorzystania ogranicznika czasowego aby zapewnić powtarzalność wybranych procedur.

System automatycznej detekcji błędów urządzenia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZENIA ART CUT

tryb pracy	maksymalna moc wyjściowa	współczynnik szczytu
Fine CUT	130 W / 50 Ω	1.5
Heavy CUT	130 W / 450 Ω	1.6
Bi CUT	130 W / 150 Ω	1.5
Soft COAG	130 W / 50 Ω	1.5
Forced COAG	100 W / 600 Ω	3.8
Bi Coag	130 W / 50 Ω	1.5




ART Cut – diatermia chirurgiczna RF

130 W, mono i bipolarna, 4 Mhz

Najnowocześniejsza technologia chirurgicznej diatermii 4 MHz, łącząca właściwości cięcia tkanek za pomocą radiofrekwencji w połączeniu z innowacyjną charakterystyką fali.



Dostępne monopolarne końcówki zabiegowe



typ urządzenia	mono i bipolarna diatermia chirurgiczna
częstotliwość zabiegowa	4 MHz
częstotliwość impulsów	33 kHz
system bezpieczeństwa pacjenta	NEMSY (Neutral Electrode Monitoring System)
aktywacja	podwójny przycisk nożny oraz przyciski na uchwycie
klasa bezpieczeństwa/MDD	I / IIb
rozmiar plamki zabiegowej	12 mm x 20 mm; 2,4 cm ²
sterowanie	przycisk w głowicy laserowej
zasilanie	220 VAC, 15A, 50-60 Hz
wymiary i waga	280 mm x 430 mm x 150 mm
waga	12,7 kg
gwarancja	3 lata